

CozyLine und CozyTube

Beheizter Atemschlauch

DE

Für einen „cozy“ Schlaf während der PAP-Therapie mit CozyLine



WILamed GmbH

Aurachhöhe 5-7
91126 Kammerstein Germany
Tel.: +49(0)9178 99 69 99-0

Fax: +49(0)9178 99 67 78
E-Mail: info@wilamed.com
URL: www.wilamed.com

CozyLine und CozyTube

Beheizter Atemschlauch

DE

Genießen Sie den Komfort des beheizten CozyLine Schlauchs – für eine noch angenehmere und effektivere PAP-Beatmungstherapie. Unser neu entwickelter Schlauch sorgt für eine konstant angenehme Temperatur und Feuchtigkeit, wodurch eine ideale Luftzufuhr gewährleistet wird. Der integrierte Heizdraht verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, selbst wenn die Raumtemperatur während der Nacht sinkt. So bleibt Ihre Therapie stets angenehm, ohne dass sich Feuchtigkeit im Schlauch oder in der Maske sammelt. Insbesondere wenn Sie unter einer trockenen Nase oder trockenem Mund leiden, kann unser beheizbarer Atemschlauch Abhilfe schaffen.

Mit einer Länge von 180 cm und einem flexiblen, langlebigen Material sorgt der CozyLine Schlauch für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort während der gesamten Therapie. Die glatte Innenwand des Schlauchs gewährleistet eine gleichmäßige, erwärmte Luftzufuhr, was die Akzeptanz der PAP-Therapie erhöht.

Dank der transparenten Schlauchwand können Sie den Zustand des Schlauchs jederzeit einfach überprüfen, um sicherzustellen, dass er stets hygienisch sauber ist. Aufgrund seiner Haltbarkeit und Wiederverwendung ist unser CozyLine eine effiziente und nachhaltige Wahl.

CozyLine = CozyTube mit Netzteil.
CozyTube = Ersatzteil für CozyLine.

Bestellinformation

P/N	Artikelbeschreibung	Menge
2700621	BT2634 CozyTube (180 cm, 15 mm) (Ersatzteil)	1
2700631	BT2630 CozyTube (180 cm, 19 mm) (Ersatzteil)	1
271072	BT3489 CozyLine (180 cm, 15 mm)	1
271073	BT3491 CozyLine (180 cm, 19 mm)	1



How to connect



Wiederverwendbar



Erhältlich in den
Durchmessern
15 mm und 19 mm

